



Made in Germany

arctest® PINK tesztinták és arctest® PINK tesztollak

elérhető 28 és 60 mN / m között

Az arctest® PINK felületi feszültség és tisztaság megállapítására alkalmas pink színű tesztfolyadék. Speciálisan nem mérgező tesztintaként fejlesztették ki. A PINK tesztinták a BLAU tesztinták helyettesítésére használhatók, alkalmazásuk és kezelésük a DIN 53364, ill. az ISO 8296 szabványok szerint történik. A PINK vizsgálóanyagok palackokban vagy tollakban kaphatók 28–60 mN/m (Dyn / cm) tartományokban.



Nem mérgező
Palackos, vagy stiftes kiszerezés
Egyszerű használat
Nem káros az egészségre

arctest® PINK palackokban

- 28 és 60 mN / m között
- pontosság +/- 0,5 mN / m
- a megfigyelés ideje 2-4 mp.
- 10, 100 és 250 ml-es palackok, vagy 10 ml-es 7 palack készletben

arctest® PINK tesztollak

- 28 és 60 mN / m között
- pontosság +/- 1,0 mN / m
- a megfigyelés ideje 2-4 mp.
- egyszerű kezelés
- nincs kiömlés
- tollkészletek 4, 6 és 8 db készletben kaphatók. vagy egyesével, 5 ml

arctest® PINK tesztollak Jumbo

- 30–44 mN / m
- pontosság +/- 1,0 mN / m
- a megfigyelés ideje 4 mp.
- nincs kiömlés
- a vonal szélessége 15 mm
- optimális nagy filmenterületek teszteléséhez
- tollkészletek 4, 6 és 8 db készletben kaphatók. vagy egyes tollakként, 17 ml